

# DAS K3PRO® CORE TRAY



**KB2.0/14.0S**  
2,0 x 14,0mm  
K3Pro Pilotbohrer

**KB2.0/20.0S**  
2,0 x 20,0mm  
K3Pro Pilotbohrer

<b>SPB2.5/14.0S</b> K3Pro Pilotbohrer 2,5 x 14,0mm	<b>SPB3.0/14.0S</b> Spiralbohrer 3,0 x 14,0mm	<b>SPB3.5/14.0S</b> Spiralbohrer 3,5 x 14,0mm	<b>SPB4.0/14.0S</b> Spiralbohrer 4,0 x 14,0mm	<b>SPB4.5/14.0S</b> Spiralbohrer 4,5 x 14,0mm	<b>SPB5.0/14.0S</b> Spiralbohrer 5,0 x 14,0mm	<b>SPB5.5/14.0S</b> Spiralbohrer 5,5 x 14,0mm	<b>SPB6.0/14.0S</b> Spiralbohrer 6,0 x 14,0mm
<b>SPB2.5/20.0S</b> Spiralbohrer 2,5 x 20,0mm	<b>SPB3.0/20.0S</b> Spiralbohrer 3,0 x 20,0mm	<b>SPB3.5/20.0S</b> Spiralbohrer 3,5 x 20,0mm	<b>SPB4.0/20.0S</b> Spiralbohrer 4,0 x 20,0mm	<b>SPB4.5/20.0S</b> Spiralbohrer 4,5 x 20,0mm	<b>SPB5.0/20.0S</b> Spiralbohrer 5,0 x 20,0mm	<b>SPB5.5/20.0S</b> Spiralbohrer 5,5 x 20,0mm	


**KBV03**  
K3Pro Bohrer-  
verlängerung  
W&H

**KB\_SLB.01**  
Richtungs-  
bohrer K3Pro  
schmal

**KB1.9K**  
Rosenbohrer  
K3Pro

**RA\_ISO.WSA**  
ISO Adapter mit  
Ratschenanschluss

**RV\_01.K**  
Ratschenverlängerung  
K3Pro 5mm



**SPB6.5/14.0S**  
Spiralbohrer  
6,5 x 14,0mm  
für Wide  
Implantate

**SPB7.0/14.0S**  
Spiralbohrer  
7,0 x 14,0mm  
für Wide  
Implantate

**SPB7.5/14.0S**  
Spiralbohrer  
7,5 x 14,0mm  
für Wide  
Implantate

**SPB8.0/14.0S**  
Spiralbohrer  
8,0 x 14,0mm  
für Wide  
Implantate

**WSE\_SK1.2K**  
Sechskant  
Schraubendreher mit  
Winkelstück-  
anschluss,  
kurz

**SKD02H**  
Sechskant  
Schraubendreher für  
Handeindre-  
hung, kurz

**AAA.WS\_K3PRO/2**  
Aufbau  
Ausdreher  
2mm Plat-  
form, kurz

**AAA.WS\_K3PRO/3**  
Aufbau  
Ausdreher  
3mm Plat-  
form, kurz

**AAA.WS\_K3PRO/2L**  
Aufbau  
Ausdreher  
2mm Plat-  
form, lang

**AAA.WS\_K3PRO/3L**  
Aufbau  
Ausdreher  
3mm Plat-  
form, lang

**WSEI\_1.4**  
Implantateindreher  
für 2mm mit Winkel-  
stückanschluss

**WSEI\_1.6**  
Implantateindreher  
für 3mm mit Winkel-  
stückanschluss

**SF.WSA\_5.0/2**  
K3Pro Sulcusfor-  
mer 5,0mm für  
2mm Schacht

**SF.WSA\_6.0/3**  
K3Pro Sulcusfor-  
mer 6,0mm für  
3mm Schacht

**FI\_VSK2K**  
Freilegungs-  
Instrument für  
Verschluss-  
schrauben  
2mm

**FI\_VSK3K**  
Freilegungs-  
Instrument für  
Verschluss-  
schrauben  
3mm

<b>KB2.0/9.0S</b> K3Pro Pilotbohrer 2,0 x 9,0mm für Short Implantate	<b>SPB3.5/10.0S</b> Spiralbohrer 3,5 x 10,0mm für Short Implantate	<b>SPB4.0/10.0S</b> Spiralbohrer 4,0 x 10,0mm für Short Implantate	<b>SPB4.5/10.0S</b> Spiralbohrer 4,5 x 10,0mm für Short Implantate	<b>SPB5.0/10.0S</b> Spiralbohrer 5,0 x 10,0mm für Short Implantate	<b>SPB5.5/10.0S</b> Spiralbohrer 5,5 x 10,0mm für Short Implantate	<b>SPB6.0/10.0S</b> Spiralbohrer 6,0 x 10,0mm für Short Implantate
---	--	--	--	--	--	--



# INHALT: K3Pro® Core Chirurgie Tray

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
ST10_K3PRO	K3Pro Core Tray
KBV03	K3Pro Bohrererlängerung W&H
KB_SLB.01	Richtungsbohrer K3Pro schmal
KB1.9K	Rosenbohrer K3Pro
KB2.0/14.0S	2,0 x 14,0mm K3Pro Pilotbohrer
KB2.0/20.0S	2,0 x 20,0mm K3Pro Pilotbohrer
SPB2.5/14.0S	Spiralbohrer 2,5 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB3.0/14.0S	Spiralbohrer 3,0 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB3.5/14.0S	Spiralbohrer 3,5 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB4.0/14.0S	Spiralbohrer 4,0 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB4.5/14.0S	Spiralbohrer 4,5 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB5.0/14.0S	Spiralbohrer 5,0 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB5.5/14.0S	Spiralbohrer 5,5 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB6.0/14.0S	Spiralbohrer 6,0 x 14,0mm, für K3Pro Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB2.5/20.0S	Spiralbohrer 2,5 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB3.0/20.0S	Spiralbohrer 3,0 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB3.5/20.0S	Spiralbohrer 3,5 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB4.0/20.0S	Spiralbohrer 4,0 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB4.5/20.0S	Spiralbohrer 4,5 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB5.0/20.0S	Spiralbohrer 5,0 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
SPB5.5/20.0S	Spiralbohrer 5,5 x 20,0mm, für K3Pro Implantate 13,0 mm - 17,0 mm
KB2.0/9.0S	2,0 x 9,0mm K3Pro Pilotbohrer
SPB3.5/10.0S	Spiralbohrer 3,5 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB4.0/10.0S	Spiralbohrer 4,0 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB4.5/10.0S	Spiralbohrer 4,5 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB5.0/10.0S	Spiralbohrer 5,0 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB5.5/10.0S	Spiralbohrer 5,5 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB6.0/10.0S	Spiralbohrer 6,0 x 10,0mm, für K3Pro Short Implantate 5,5 mm - 6,5 mm
SPB6.5/14.0S	Spiralbohrer 6,5 x 14,0mm, für K3Pro Wide Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB7.0/14.0S	Spiralbohrer 7,0 x 14,0mm, für K3Pro Wide Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB7.5/14.0S	Spiralbohrer 7,5 x 14,0mm, für K3Pro Wide Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
SPB8.0/14.0S	Spiralbohrer 8,0 x 14,0mm, für K3Pro Wide Implantate 8,0 mm - 11,0 mm
RA_ISO.WSA	ISO Adapter mit Ratschenanschluss
RV_01.K	Ratschenverlängerung K3Pro 5mm
SKD02H	Sechskant Schraubendreher für Handeindrehung, kurz
WSE_SK1.2K	Sechskant Schraubendreher mit Winkelstückanschluss, kurz
AAA.WS_K3PRO/2	Aufbau Ausdreher/ Abzieher für K3Pro 2mm Platform, kurz - mit Winkelstückanschluss
AAA.WS_K3PRO/2L	Aufbau Ausdreher/ Abzieher für K3Pro 2mm Platform, lang - mit Winkelstückanschluss
AAA.WS_K3PRO/3	Aufbau Ausdreher/ Abzieher für K3Pro 3mm Platform, kurz - mit Winkelstückanschluss
AAA.WS_K3PRO/3L	Aufbau Ausdreher/ Abzieher für K3Pro 3mm Platform, lang - mit Winkelstückanschluss
WSEI_1.4	Implantateindreher für 2mm Winkelstückanschluss
WSEI_1.6	Implantateindreher für 3mm Winkelstückanschluss
SF.WSA_5.0/2	K3Pro Sulcusformer 5,0mm für 2mm Schacht mit Winkelstückanschluss zylindrisch
SF.WSA_6.0/3	K3Pro Sulcusformer 6,0mm für 3mm Schacht mit Winkelstückanschluss zylindrisch
FI_VSK2K	Freilegungs-Instrument für Implantat- Verschlusschrauben 2mm
FI_VSK3K	Freilegungs-Instrument für Implantat- Verschlusschrauben 3mm und Short
TR_10.45	K3Pro Drehmomentratsche 10 - 45 Ncm



## Chirurgie Tray

**K3Pro® Core**